

CHANGELOG



Atualização de software – IVP 4101 PET SMART – data 17/12/2018 – Versão 1.1.0

Santa Rita do Sapucaí, 12 de fevereiro de 2019.

Lançada em 17/12/2018

Versão 1.1.0

- » Alterado o sistema de funcionamento do “Modo Continuo” de detecção do sensor.
No novo “Modo Continuo Inteligente” o sensor passa detectar toda vez que tenha atividade, porém transmite para a central apenas as 3 primeiras detecções após o período de 2 minutos de inatividade.
- » Alterado o tempo de “Modo de Teste” de 10 para 30 minutos.